



# AutoRecollida Pack



**INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**  
Garcilaso, 4, Baixos - 08201 SABADELL  
Tel. 935 959 560 - Fax 937 686 192  
www.analisisreig.cat  
laboratori@analisisreig.cat

Oferim l'enviament del material per l'AutoRecollida de mostres a la **adreça que vostè desitgi** amb la documentació necessària per realitzar el mostreig. Posteriorment, **li facilitarem la recollida del pack**. Som laboratori **acreditat i certificat** per la realització i recollida dels anàlisis.

## Contingut del Pack

- Envasos específics per la recollida de mostres.
- Document d'instruccions presa de mostres.
- Document de sol·licitud dels anàlisis.
- Embalatge de retorn del pack.

## AutoPack disponibles

- ✓ Aigua **Potable** xarxa
  - ✓ Aigua **Osmosi**
  - ✓ Aigua **Piscines, Jacuzzis i Spas.**
  - ✓ Control **Legionel·la**
  - ✓ Aigua **Residual**
  - ✓ Control **Esterilització**
- \*Per altres, sol·licitar més informació.

## Instruccions:



1

**Esterilitzi l'aixeta** amb una flama o amb un drap o cotó amarats en alcohol. Obri l'aixeta a màxima potència durant 10-15 segons per evitar recollir aigua estancada en el circuit. Tregui els dos envasos del paquet, destapi'ls, procurant no tocar la boca ni el interior, y **omple'ls sense que arribi a desbordar**.



2

**Tapi** els envasos i **ompli les etiquetes** amb la informació de la mostra, data i hora. Torni a introduir els envasos en el embalatge i tanqui'l.



3

**Ompli** les dades del remitent en el embalatge, truqui al número que li facilitarem per gestionar l'enviament al Laboratori. Si ho desitja, nosaltres mateixos **podem venir a recollir-ho**.